

REFRACTÓMETROS

Portátiles de mano

MODELO DESCRIPCIÓN

ZRP-0102

RANGO DE MEDICIÓN: 0 A 18%, RESOLUCIÓN 0.2% O 0.1%
ILUMINACIÓN: NATURAL.
OBSERVACIONES: DISEÑADO PARA MEDIR BAJAS CONCENTRACIONES EN JUGO DE FRUTAS, BEBIDAS SUAVES, VINO TINTO Y OTRAS BEBIDAS AFABLES. CUBRE OJO, TUBO DE SUCCIÓN, CUBIERTA DE PIEL Y DESARMADOR.
DIMENSIONES: 20 x 4 mm
PESO: 185 g



MODELO DESCRIPCIÓN

REF-106

RANGO DE MEDICIÓN: 58 A 90% RESOLUCIÓN 0.5% BRUX, 1% EN AGUA
ILUMINACIÓN: NATURAL.
OBSERVACIONES: DISEÑADO PARA MEDIR LOS 3 ÍNDICES COMUNES DE LA MIEL (CONTENIDO DE AZÚCAR, BAUME, AGUA). CUBRE OJO, TUBO DE SUCCIÓN, CUBIERTA DE PIEL Y DESARMADOR.
DIMENSIONES: 16 x 4 mm
PESO: 185 g



MODELO DESCRIPCIÓN

REF-211

RANGO DE MEDICIÓN: 0 A 100%, RESOLUCIÓN 1%
ILUMINACIÓN: NATURAL.
OBSERVACIONES: DISEÑADO PARA SU USO EN BAJAS CONCENTRACIONES. UTILIZADO PARA MEDIR LA BAJA CONCENTRACIÓN DE SAL EN EL AGUA DE MAR Y EN SOLUCIONES PREPARADAS DE ALIMENTOS. CUBRE OJO, TUBO DE SUCCIÓN, CUBIERTA DE PIEL Y DESARMADOR.
DIMENSIONES: 20 x 4 mm
PESO: 185 g



MODELO DESCRIPCIÓN

ZRP-214

RANGO DE MEDICIÓN: 0 A 32% RESOLUCIÓN 0.2% BRUX; 0 A 28%
ILUMINACIÓN: NATURAL.
RESOLUCIÓN 0.2% SALINIDAD.
OBSERVACIONES: DISEÑADO PARA PROPÓSITOS MAS GENERALES DE TRABAJO, PUEDE MEDIR CONTENIDO EN BRUX Y EN SALINIDAD. CUBRE OJO, TUBO DE SUCCIÓN, CUBIERTA DE PIEL Y DESARMADOR.
DIMENSIONES: 26 x 4 mm
PESO: 185 g



MODELO DESCRIPCIÓN

ZRP-311

RANGO DE MEDICIÓN: 0 A 12g/dl RESOLUCIÓN 0.2g/dl Y 1,000 A 1,040sg RESOLUCIÓN 0.002sg.
ILUMINACIÓN: NATURAL.
OBSERVACIONES: DISEÑADO PARA LA RÁPIDA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA EN SUERO Y GRAVEDAD ESPECÍFICA EN URINA. CUBRE OJO, TUBO DE SUCCIÓN, CUBIERTA DE PIEL Y DESARMADOR.
DIMENSIONES: 16 x 4 mm
PESO: 185 g



MODELO DESCRIPCIÓN

ZRP-312

RANGO DE MEDICIÓN: 0 A 12g/dl RESOLUCIÓN 0.2g/dl ; 1000 A 1050sg RESOLUCIÓN 0.002sg ; 1,3330 A 1,3600RI RESOLUCIÓN 0.0005RI
ILUMINACIÓN: NATURAL.
OBSERVACIONES: CUENTA CON TRES ESCALAS DE MEDICIÓN; PARA PROTEÍNA EN SUERO, GRAVEDAD ESPECÍFICA EN URINA E ÍNDICE REFRACTIVO. CUBRE OJO, TUBO DE SUCCIÓN, CUBIERTA DE PIEL Y DESARMADOR.
DIMENSIONES: 16 x 4 mm
PESO: 185 g

